



Innovación en ginecología



## LiNA Xcise™

Morcelador inalámbrico

Mejora de la seguridad

Reducción del tiempo  
del procedimiento



Protector central  
ajustable



Tapón reductor



Tubo interno  
acampanado

LiNA Xcise™ es un morcelador inalámbrico totalmente desechable diseñado para la morcelación de tejidos durante procedimientos ginecológicos laparoscópicos. El exclusivo diseño de LiNA Xcise™ ofrece un control fácil y seguro durante los procedimientos de histerectomía y miomectomía.

# Morcelador inalámbrico LiNA Xcise™

## Simplicidad

Un dispositivo de un solo uso completamente listo para usar

- **Inalámbrico y sin necesidad de montaje**

El morcelador puede utilizarse tal y como se recibe en el embalaje y, como es inalámbrico, no es necesario montarlo en la caja accionadora o el cable. Por tanto, LiNA Xcise™ es rápido, sencillo y fácil de usar, y ofrece al personal de quirófano una movilidad ilimitada.

- **Totalmente desechable**

LiNA Xcise™ cumple con la directiva RUSP y se puede desechar como un residuo hospitalario normal.

- **Potencia**

LiNA Xcise™ tiene una torsión superior y funciona a 1.000 r. p. m. para morcelar el tejido más fibrótico (el mayor útero morcelado por LiNA Xcise registrado pesaba 2.930 gramos).



## Innovación

Morcelación fácil y eficaz

- **Tubo de corte acampanado**

El tubo de corte de LiNA Xcise™ se abre en forma acampanada hasta alcanzar un diámetro más grande cuando tira del tejido, lo que reduce el arrastre, proporciona tiras largas de tejido y reduce la rotación del tejido.

- **Diseño de cuchilla con bisel interior**

LiNA Xcise™ presenta un diseño de cuchilla con bisel interior grande para evitar que la cuchilla se desafilie al entrar en contacto sin querer con el tenáculo.

- **Protector central ajustable**

El protector central del tubo de corte se puede ajustar y girar 360 grados según la posición de la mano para garantizar un efecto de exfoliación óptimo.

- **Tapón reductor de 5 mm**

El tapón reductor tiene un sencillo diseño a presión para un rápido intercambio y un uso óptimo del instrumento de 5 mm.



## Seguridad

Control completo durante la morcelación

- **Posicionamiento en tres pasos**

LiNA Xcise™ dispone de tres posiciones de cuchilla para asegurar una morcelación óptima y segura: "Safety Guard", cuchilla totalmente replegada dentro la cánula para garantizar la seguridad de las pacientes.

"Cut 1" para realizar una exfoliación superficial.

"Cut 2" para realizar un raspado.



### Información para pedidos:

LiNA Xcise™

Ref.	Producto	Presentación
MOR-1515-1-I	LiNA Xcise: morcelador de 15 mm con obturador y de un solo uso	2 cajas de 6, estéril, embalaje individual
MOR-1515-6-I	LiNA Xcise: morcelador de 15 mm con obturador y de un solo uso	1 caja de 6, estéril